

腰用ゴムバンドシリーズ
Fuji-Bouki

二重のバンドでさらに快適！

天然ゴム製

腰用二重 ゴムバンド

腰に巻くだけで骨盤がしっかりと安定し、
腰痛の予防や痛みの緩和に役立ちます。

3つの特長

1

業界初！伸縮性に優れ、
身体にやさしい

**天然ゴム製
二重ゴムバンド**

2

ワンタッチで
簡単に着脱できる

**薄手の
大型テープを採用**

3

幅と厚みが異なる 2 枚の
バンドの組み合わせで

**腰全体を
しっかりサポート**

男女兼用

穴あき
タイプ
通気性バツグン

ツライ腰痛を
やわらげる！


骨盤のゆがみ
(ズレ)を正して
腰痛を未然に防ぐ



腰全体が安定し
家事や作業がはかどる！

天然ゴムが身体にフィットし
やさしくマッサージ！

骨盤の傾きや位置を整えて
美しい姿勢に！



腰用二重ゴムバンド サイズ表

着衣の上より腰回りの一番太い部分を測り、右表からサイズをお
選びください。サイズは男女兼用です。

材質 本体：天然ゴム 着脱部面：ナイロン 日本製

サイズ	バンド長さ	腰回り測定値	バンド幅
S	85cm	78～90cm	8cm(内ゴム)
M	95cm	89～105cm	12cm(外ゴム)
L	105cm	103～117cm	

腰用ゴムバンドはこんな方におススメ!

腰用ゴムバンドがあれば、もっと動ける、ラクになる!



パフォーマンスを向上させたいアスリートに




ほかにも腰痛の予防や快適な毎日のサポートに…

- 企業の福利厚生の一環に
- 児童の健康づくりに
- 腰を痛めたことのある方に

腰用ゴムバンドの正しい使い方

● 腰用ゴムバンドを巻く位置



- ① ゴムバンドは必ず衣服の上から装着してください。
- ② 腰に手を当て、親指で腰骨の出っ張っている位置を確認します。
- ③ そのまま拳を作って、小指の下の部分にゴムバンドを巻きます。左図の仙腸関節の上に巻くイメージです。

● 効果的なゴムバンドの巻き方



普段、予防として使う場合や長時間使用する場合は、親指をゴムバンドの下に入れて動かせる程度に調整します。

重い荷物を持ったり、中腰での作業、激しい運動をする場合は、やや強めに巻きます。

使用上の注意 **ご使用前に必ずお読みください**

- ・本品の素肌への直接使用はおやめください。
- ・長時間使用の際は緩めに巻き、適度に調整するか、ときどき外してください。
- ・就寝中の使用はおやめください。
- ・本品を主目的である健康維持、予防以外に使用しないでください。
- ・着衣の上から装着してください。
- ・身体にかゆみなど、異常を感じたときは使用を一時中止してください。
- ・子どもの手の届かない所に置いてください。
- ・保管するときは直射日光にあてないでください。